

DISCHI PMMA HUGE

HUGE DISC PMMA Multilayer

Indicazione

Corone e ponti provvisori a lungo termine, parziali e completi, particolarmente per l'area anteriore.

Caratteristiche del prodotto

Effetto estetico estremamente simile ai denti naturali.

Colore stabile

Rischio di placca ridotto

Fresaggio pulito e facile da lucidare

Eccellente biocompatibilità

Colori disponibili

A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, D3

Tipologie disponibili

Diam. 98 mm. con spalla,
spessori: 16, 20 mm.

PMMA MULTILAYER STRATIFICAZIONE DEL COLORE

Fra lo smalto chiaro (light) e la dentina scura, vi sono tre strati che sotto lo smalto danno un colore reale




Foto: gentile concessione IORIOINLAB
Pomigliano d'Arco



**DISPOSITIVO MEDICO
CERTIFICATO CE CLASSE IIA**

DATI TECNICI	
Resistenza alla flessione:	> 100 Mpa
Modulo di elasticità:	> 2200 Mpa
Assorbimento d'acqua secondo ISO 10477:	< 20 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
Solubilità:	< 0,8 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
Composizione:	PMMA 99,7 %, pigmenti < 0,5 %

spess. 16 mm. col. A1 cod.: HGDPML16A1	spess. 20 mm. col. A1 cod.: HGDPML20A1
spess. 16 mm. col. A2 cod.: HGDPML16A2	spess. 20 mm. col. A2 cod.: HGDPML20A2
spess. 16 mm. col. A3 cod.: HGDPML16A3	spess. 20 mm. col. A3 cod.: HGDPML20A3
spess. 16 mm. col. A3,5 cod.: HGDPML16A35	spess. 20 mm. col. A3,5 cod.: HGDPML20A35
spess. 16 mm. col. B2 cod.: HGDPML16B2	spess. 20 mm. col. B2 cod.: HGDPML20B2
spess. 16 mm. col. C2 cod.: HGDPML16C2	spess. 20 mm. col. C2 cod.: HGDPML20C2
spess. 16 mm. col. D3 cod.: HGDPML16D3	spess. 20 mm. col. D3 cod.: HGDPML20D3

mm. 16: € 68,90

mm. 20: € 78,90