

Scheda di Sicurezza UE**Bio X Hard Composito****Data di compilazione**
Sostituisce la versione del
Data di Stampa**23.07.2015** **Versione 1**
02.08.2015**pagina 1/5**

1	Nome Commerciale e Fornitore	
1.1	Nome commerciale / Marchio	BioX hard Composito per uso dentale caricato fibra di vetro
1.2	Applicazione /Uso	Composito per ricostruzioni estetiche e sotto strutture protesiche
1.3	Produttore	Micro Medica srl Via Mortara 57 27038 Robbio Pv
1.4	Fornitore	
1.5	Telefono per Emergenza	0384672867

2	Composizione	
2.1	Caratterizzazione Chimica	Composito da resina Bis Gma
2.2	Componenti che contribuiscono al pericolo	Nessuno
2.3	Altre Informazioni	Nessuno

3	Identificazioni di pericolo	Evitare inalazione di polvere generata durante la rifinitura
---	-----------------------------	--

4	Pronto Soccorso	
4.1	Contatto con gli occhi	Con polvere lavare gli occhi con abbondante acqua
4.2	Contatto con la pelle	nessun pericolo
4.3	Ingestione	Somministrare acqua in quantità abbondante, contattare un medico
4.4	Inalazione	Trasportare il soggetto all'aria aperta, contattare un medico
4.5	Altre Informazioni	Nessuna

5	Antincendio	
5.1	Mezzi di spegnimento	Anidride carbonica, estinguenti chimici, schiuma e acqua.

Scheda di Sicurezza UE**Bio X Hard Composito**

Data di compilazione
Sostituisce la versione del
Data di Stampa

23.07.2015 **Versione 1**
02.08.2015

pagina 2/5

5.2	Mezzi di estinzione da evitare	Non usare getto d'acqua diretto
5.3	Altre informazioni	nessuna

6	Misure da prendere in caso di fuoriuscita Accidentale	Pulire meccanicamente
---	---	-----------------------

7	Manipolazione e Magazzinaggio	
7.1	Manipolazione	Solo personale adeguatamente addestrato dovrebbe maneggiare questo prodotto
7.2	Igiene industriale	Utilizzare mezzi d'igiene adeguati
7.3	Magazzinaggio	Conservare ad una temperatura massima di 25°
7.4	Luogo di magazzino	Immagazzinare in luogo asciutto
7.5	Protezione contro l'incendio e l'esplosione	Non richiesta

8	Controlli di esposizione / Protezione personale	
8.1	Congegni tecnici	Fornire una ventilazione adeguata
8.2	Linee Guida per l'esposizione	nessuna
8.3	Attrezzatura protettiva del personale	nessuna
8.4	Protezione dell'apparato respiratorio	Evitare di respirare la polvere generata dalle operazioni di rifinitura. In ambienti polverosi utilizzare respiratore anti polvere di tipo approvato
8.5	Protezione delle mani	nessuna
8.6	Protezione degli occhi	Occhiali di sicurezza
8.7	Altre	Nessuna

9	Proprietà fisiche e chimiche	
9.1	Aspetto	Pasta Solida in siringa
9.2	Colore	Neutro
9.3	Odore	Inodore
9.4	Cambiamento dello stato	nessuno
9.5	Densità	non determinato
9.6	Tensione di vapore	non applicabile
9.7	Viscosità	non applicabile
9.8	Solubilità	insolubile
9.9	Ph	non applicabile
9.10	Punto di infiammabilità	non applicabile
9.11	Temperatura di autoaccensione	non applicabile
9.12	Limiti di esplosione	non applicabile
9.13	Altre informazione	nessuna

10	Stabilità e reattività	
10.1	Decomposizione termica	nessuna decomposizione utilizzata in modo adeguato
10.2	Prodotti di decomposizione pericolosi	nessuno
10.3	Reazioni pericolose	non applicabile
10.4	altre informazioni	nessuna

11	Informazioni pericolose	
11.1	Tossicità acuta	non sono previsti effetti negativi se il prodotto è utilizzato correttamente
11.2	Tossicità sub-acuta cronica	Eccessive esposizioni ripetute alla polvere di rifinitura possono causare effetti nocivi ai polmoni

Scheda di Sicurezza UE**Bio X Hard Composito****Data di compilazione**
Sostituisce la versione del
Data di Stampa**23.07.2015** **Versione 1**
02.08.2015

pagina 4/5

11.3 Altre informazioni nessuna

12 Informazioni ecologiche non sono previsti problemi ecologici durante una
corretta manipolazione e uso

13 Smaltimento

13.1 EU waste key

13.2 Swiss waste key

13.3 Origine Italia

14 Informazioni sul trasporto

14.1 Trasporto via terra ADR --- RID ---
Codice class. ---

No. UN --- Codice Kemler ---
Gruppo di imball. ---
Nome di spedizione (PSN)

14.2 Trasporto via mare ADNR --- IMDG ---

No. UN ---
EMS --- MFAG ---
Gruppo di imball.
Nome di spedizione (PSN) —

14.3 Trasporto aereo ICAO / IATA-DGR ---

No. UN ---
Nome di spedizione (PSN) ---

Subsidiary Risk ---
Labels ---
Gruppo di imball. ---
Aereo passeggeri Packing Instruction ---

max. ---
Aereo da trasporto Packing Instruction ---

14.4 Altre informazioni Il prodotto non è classificato per alcun tipo di trasporto.

15 Informazioni sulla regolamentazione Questo prodotto è un dispositivo Medico di classe IIA.

1. No. UN ---
2. Disposizioni nazionali

3. No. UE ---
4. Simbolo di pericolo
5. Indicazione di pericolo

6. Frasi di rischio
7. Frasi di sicurezza
8. Valore MAK
9. Classificazione BVD (CH)
10. VbF (D)
11. Altre informazioni Nessuno.

16 Altre Informazioni

Le informazioni qui contenute sono date in buona fede al meglio delle nostre conoscenze, comunque nessuna garanzia esplicita o implicita viene fornita.
