

Scheda di sicurezza UE

Bio Glass Tablet

Data di compilazione / Referenza

23.07.2015 Version 1

Sostituisce la versione del

Data di stampa

02.08.2015 Scheda no. 1

Pagina 1 di 5

Azienda

Micro.Medica srl - Via Mortara 57 27038 Robbio (PV)

1 Nome commerciale e fornitore

- | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.1 | Nome commerciale /Marchio | Bio Glass Tablet |
| 1.2 | Applicazione / Uso | Dischi in fibra di vetro per sottostrutture Protetiche |
| 1.3 | Produttore | Micro.Medica srl via Mortara 57 - 27038 Robbio (PV) |
| 1.4 | Fornitore | |
| 1.5 | Telefono per emergenza | Telefono per emergenza: + 39 0384672867 Micro. Medica srl |

2 Composizione

- | | | |
|-----|-------------------------------------------|----------------|
| 2.1 | Caratterizzazione chimica | Fibra di Vetro |
| 2.2 | Componenti che contribuiscono al pericolo | Nessuno. |
| 2.3 | Altre informazioni | Nessuno. |

3 Identificazione di pericoli

Evitare inalazione di polvere generata durante la rifinitura.

4 Pronto soccorso

- | | | |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Contatto con gli occhi | Con polvere: Lavare gli occhi con acqua abbondante; solo effetti meccanici. |
| 4.2 | Contatto con la pelle | Nessun requisito specifico. |
| 4.3 | Ingestione | Somministrare acqua in quantità abbondante, contattare un medico |
| 4.4 | Inalazione | Transportare all'aria aperta. |
| 4.5 | Altre informazioni | Nessuno. |

5 Antincendio

- | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5.1 | Mezzi di spegnimento | Anidride carbonica, estinguenti chimici e schiuma. |
| 5.2 | Mezzi di estinzione da evitare | Non usare getto d'acqua diretto. |
| 5.3 | Altre informazioni | Nessuno. |
-

Scheda di sicurezza UE

Bio Glass Tablet

Data di compilazione / Referenza

23.07.2015 Version 1

Sostituisce la versione del

Data di stampa

02.08.2015 Scheda no. 1

Pagina 2 di 5

6 Misure da prendere in caso di fuoriuscita accidentale

Pulire meccanicamente.

7 Manipolazione e magazzinaggio

- | | | |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | Manipolazione | Solo personale adeguatamente addestrato dovrebbe maneggiare questo prodotto. |
| 7.2 | Igiene industriale | Utilizzare mezzi d'igiene adeguati. |
| 7.3 | Magazzinaggio | Conservare confezioni a temperatura max 28° |
| 7.4 | Luogo di magazzino | Immagazzinare in luogo asciutto |
| 7.5 | Protezione contro l'incendio e l'esplosione | Non richiesta. |

8 Controlli di esposizione / Protezione personale

- | | | |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 | Congegni tecniche | Fornire una ventilazione adeguata. |
| 8.2 | Linee guida per l'esposizione | Polvere di rifinitura: La Producer Industry raccomanda un limite di esposizione di 1.5 mg/m ³ . |
| 8.3 | Attrezzatura protettiva del personale | |
| 8.3.1 | Protezione dell'apparato respiratorio | Protezione dell'Apparato Respiratorio. Evitare di respirare la polvere generata dalle operazioni di rifinitura. In ambienti polverosi utilizzare un respiratore antipolvere di tipo approvato. |
| 8.3.2 | Protezione delle mani | Guanti |
| 8.3.3 | Protezione degli occhi | Occhiali di sicurezza. |
| 8.3.4 | Altre | Nessuno. |

9 Proprietà fisiche e chimiche

- | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|
| 9.1 | Aspetto | Fili in fibra di Vetro |
| 9.2 | Colore | Bianco |
| 9.3 | Odore | inodore |
| 9.4 | Cambiamento dello stato | Controllo secondo:
--- |
| 9.5 | Densità | non determinato |
| 9.6 | Tensione di vapore | non applicabile |
| 9.7 | Viscosità | non applicabile |

Scheda di sicurezza UE

Bio Glass Tablet

Data di compilazione / Referenza

23.07.2015

Version 1

Sostituisce la versione del

Data di stampa

02.08.2015

Scheda no. 1

Pagina 3 di 5

9.8 Solubilità

Solubilità in acqua

insolubile

9.9 pH

non applicabile

9.10 Punto di infiammabilità

non applicabile

9.11 Temperatura di auto-accensione

non applicabile

9.12 Limiti di esplosione

minimo:
massimo:
non applicabile

9.13 Altre informazioni

Nessuno.

10 Stabilità e reattività

10.1 Decomposizione termica

Nessuna decomposizione se usata in modo conforme.

10.2 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno.

10.3 Reazioni pericolose

Nessuno.

10.4 Altre informazioni

11 Informazioni tossicologiche

11.1 Tossicità acuta

Non sono previsti effetti negativi se il prodotto è utilizzato correttamente

11.2 Tossicità subacuta / cronica

Eccessive esposizioni ripetute alla polvere di rifinitura possono causare effetti nocivi ai polmoni.

11.3 Altre informazioni

Nessuno.

12 Informazioni ecologiche

Non sono previsti problemi ecologici durante una corretta manipolazione e uso

13 Smaltimento

Trasportare in una discarica approvata o un apposito inceneritore, nelle condizioni approvate delle autorità locali.

13.1 EU waste key

20 01 39

13.2 Swiss waste code

13.3 Origin

Italia

Scheda di sicurezza UE

Bio Glass Tablet

Data di compilazione / Referenza

23.07.2015

Version 1

Sostituisce la versione del

Data di stampa

02.08.2015

Scheda no. 1

Pagina 4 di 5

14 Informazioni sul trasporto

14.1	Trasporto via terra	ADR	---	RID	---
		Codice class.	---		
		No. UN	---	Codice Kemler	---
		Gruppo di imball.	---		
		Nome di spedizione (PSN)			
14.2	Trasporto via mare	ADNR	---	IMDG	---
		No. UN	---		
		EMS	---	MFAG	---
		Gruppo di imball.			
		Nome di spedizione (PSN)	---		
14.3	Trasporto aereo	ICAO / IATA-DGR	---		
		No. UN	---		
		Nome di spedizione (PSN)	---		
		Subsidiary Risk	---		
		Labels	---		
		Gruppo di imball.	---		
	Aereo passeggeri	Packing Instruction	---		
		max.	---		
	Aereo da trasporto	Packing Instruction	---		
		max.	---		
14.4	Altre informazioni	Il prodotto non è classificato per alcun tipo di trasporto.			

15 Informazioni sulla regolamentazione

Questo prodotto è un dispositivo Medico di classe IIA.

15.1	No. UN	---
15.2	Disposizioni nazionali	
15.3	No. UE	---
15.4	Simbolo di pericolo	
15.5	Indicazione di pericolo	
15.6	Fraasi di rischio	
15.7	Fraasi di sicurezza	
15.8	Valore MAK	
15.9	Classificazione BVD (CH)	
15.10	VbF (D)	
15.11	Altre informazioni	Nessuno.

Scheda di sicurezza UE

Bio Glass tablet

Data di compilazione / Referenza

23.07.2015

Version 1

Sostituisce la versione del

Data di stampa

02.08.2015

Scheda no. 1

Pagina 5 di 5

16 Altre informazioni

Versione: 1

Le informazioni qui contenute sono date in buona fede e al meglio delle nostre conoscenze, comunque nessuna garanzia esplicita o implicita viene fornita.
