

Nome Commerciale

**Megaseal N**

Status : 07.01.2008

Pagina : 1 / 4

### 1. Informazioni sul prodotto- Informazioni sulla ditta produttrice

Informazioni sul prodotto :

Nome commerciale

**Megaseal N**

Informazioni sul produttore :

MEGADENTA Dentalprodukte GmbH

D - 01454 Radeberg

Tel. +49(0)3528-4530

Fax +49(0)3528-45321

Per informazioni :

Tel. +49(0)3528-45314

Numero di emergenza :

Tel. +49(0)3528-45311

### 2. Composizione - Informazione sugli ingredienti

Metilmetacrilato; Sio<sub>2</sub> nano particole , iniziatori fotochimica, stabilizzatori

### 3. Identificazione dei pericoli

Può provocare irritazione degli occhi, dell'apparato respiratorio e della cute

### 4. Misure di primo soccorso :

Informazioni generali : Nessuna misura specifica

In caso di inalazione : Spostarsi all'aria fresca

In caso di contatto con la cute : Rimuovere con un panno (con Megaclean) e lavare con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi : sciacquare abbondantemente con acqua per almeno 3 minuti e consultare un medico.

In caso di ingestione : Fare attenzione in caso di vomito o di lavaggio gastrico (pericolo di aspirazione)! Dare olio di paraffina e/o solfato di sodio (1 cucchiaino da tavola per ogni ¼ l di acqua). Consultare subito un medico - l'effetto generale è paragonabile a quello del metanolo

### 5. Misure anti - incendio :

Mezzi idonei a spegnere un incendio: spruzzi d'acqua, schiuma, polvere, biossido-carbonio

Mezzi non idonei per motivi di sicurezza: getto d'acqua

Equipaggiamento di protezione : Raccogliere con un panno e gettarlo via

### 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Misure precauzionali per le persone : Aria filtrata e refrigerata

Misure di protezione ambientale : pericolo per l'acqua potabile solo nel caso di infiltrazione nel sottosuolo e nell'acqua di grandissime quantità

Misure di pulizia - smaltimento : raccogliere con materiale assorbente e smaltire secondo le norme vigenti

Nome Commerciale

**Megaseal N**

Status : 07.01.2008

Pagina : 2 / 4

### 7. Modalità di uso e di conservazione

#### Modalità d'uso

Istruzioni per un impiego sicuro : non utilizzare in presenza di fiamme aperte

Informazioni sulla protezione da incendi ed esplosioni : Da non usare vicino ad una fonte di ignizione, non fumare !

Conservazione : conservare in magazzino o contenitori al riparo della luce ed a temperature non superiori ai 25° C

### 8. Controlli sull'esposizione - equipaggiamento di protezione personale

Indicazioni supplementari per l'impostazione degli impianti tecnici :

Nessuna informazione ulteriore

Equipaggiamento di protezione individuale : non necessario

Norme generali protettive e di igiene : osservare le comuni norme igieniche professionali

Protezione dall'inspirazione : non necessaria

Protezione delle mani : non necessaria

Protezione degli occhi : non necessaria se usato secondo l'istruzione

Protezione del corpo : non necessaria

### 9. Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto : forma - liquido colore - trasparente odore - tipo metacrilato

Dati rilevanti sulla sicurezza

proprietà fisiche :

punto di fusione < -48° C

punto di ebollizione > 100° C (metacrilato)

punto di infiammabilità > 11° C

temperatura di accensione - 430° C

autocombustibile - non

pericolo di esplosione - nessun pericolo

limite di esplosione: inferiore 2,1 Vol%/ superiore 12,5 Vol%

tensione di vapore >16mbar (20° C)

densità : 1.1 gr / ccm

solubilità in acqua: non solubile

valore del pH : non applicabile

### 10. Stabilità e reattività

Decomposizione termica: Nessuna decomposizione se usato come prescritto

Reazioni pericolose: Nessuna, lieve polimerizzazione in caso di incidente al materiale non protetto

Prodotti pericolosi secondari della decomposizione: Non se usato come prescritto

Nome Commerciale

**Megaseal N**

Status : 07.01.2008

Pagina : 3 / 4

### 11. Informazioni tossicologiche

Tossicità orale acuta (LD<sub>50</sub>) : 7900 mg/kg

Nel ratto

ulteriori informazioni tossicologiche :  
non carcinogenetico sec.app.II GefStoffV.

non citato nell'app. III del TRGS 900

Secondo le attuali esperienze e informazioni il prodotto non presenta effetti dannosi sulla salute se usato come indicato nelle istruzioni d'uso.

irritazioni degli occhi :

irritante

irritazione cutanea :

lieve irritazione

### 12. Informazioni ecologiche

Non eliminare nell'acqua

### 13. Indicazioni per lo smaltimento

Prodotto non polimerizzato: Fare attenzione alle leggi locali sui prodotti di rifiuto tossici se in quantità elevate

Prodotto fotoindurito: Fare attenzione alle leggi locali, usale eliminazione senza trattamenti speciali

Confezione: Il flaconcino può essere riusata dopo averla pulita o rimandato indietro al produttore

### 14. Informazioni sul trasporto

Trasporto per terra ADR/RID e GGVS/GGVE (internazionale/nazionale)

ADR/RID Classe IIIa , no. 1a

GGVS/GGVE Classe 3, no. 3 b

Posta in Germania permesso

Trasporto per amre IMDG/GGV mare Classe 3.2

Trasporto aero ICA-II/IATA-DGR classe 3

Ulteriori informazioni nessuna

### 15. Norme

Contrassegno secondo le norme 67/548/CEE :

frasi R : R11 infiammabile / R36-38: irritazione degli occhi, apparato respiratorio e cute

frasi S : S16 tenere lontano da fonti di agnizione, non fumare

S26 sciacquare accuratamente con acqua e informare il medico in caso di contatto con gli occhi

S28 sciacquare immediatamente con aqua abbondante e con sapone in caso di contatto cutaneo

Norme nazionali : classificazione VFB : A1 ( Metilmetacrilato)

Classe della pericolosità in acqua : 2 (autoclassificazione)

**Scheda di sicurezza CEE  
(91/155/CEE)**

**MEGADENTA  
Dentalprodukte GmbH**

Nome Commerciale

**Megaseal N**

Status : 07.01.2008

Pagina : 4 / 4

**16. Altre informazioni**

Questa scheda di sicurezza contiene solo informazioni sulle norme di sicurezza basate sulle attuali conoscenze.

Non garantiscono la conoscenza di tutte le proprietà del prodotto come precisato dal garante legale delle norme.