

Elementi identificatori del preparato : **Performati in cera**

emissione del: 22.06.98

Elementi identificatori della società/impresa: Apex Dental srl

1 Elementi identificatori della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice**1.1** Elementi identificatori della sostanza o del preparato
Performati in cera et parti d'aiuto per la tecnica di fusione**1.2** Elementi identificatori della società/impresa
Apex Dental srl
Via Cenisio 20
20154 Milano
Tel. 02 33.66.88.00 Fax 02 33.66.88.10**2 Composizione/informazioni sugli ingredienti**

Composizione della cera molto viscosa, alifatici saturi idrocarburi e cera polietilene

3 Indicazioni dei pericoli

Pericolo d'incendio – Proteggere la cera da flamma aperta e tenere lontano da oggetti con elevata temperatura.

4 Misure di pronto soccorso

Nel caso in cui accidentalmente della cera calda venga a contatto con occhi, palpebre e/o altre parti del corpo, si deve provvedere immediatamente a medicare la parte colpita con un liquido medicale a base di paraffina.

Per scottature non superficiali o per ingerimento di una elevata quantità di cera, si deve consultare il medico esibendo la presente scheda.

5 Misure antincendio

- estintore a schiuma
- polvere estinguente
- Biossido di carbonio

Non usare acqua per spegnere le fiamme!**6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale**

Lasciare raffreddare il prodotto, raccoglierlo e eliminarlo in contenitore adatto come da direttive della norma vigente (informarsi presso l'autorità pubblica competente)

7 Manipolazione e stoccaggio**7.1** Manipolazione

Elementi identificatori del preparato : **Performati in cera** emissione del: 22.06.98
Elementi identificatori della società/impresa: Apex Dental srl

Evitare il contatto cutaneo con cera calda. Tenere lontano da mezzi d'accensione.

7.2 Stoccaggio

Proteggere il pacco aperto dai raggi ultravioletti, immagazzinare in luogo fresco e asciutto. Trasportare sempre il prodotto freddo (temperatura 10 °C – 25 °C) e asciutto. Stoccare lontano da mezzi di riscaldamento.

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Protezione respiratoria: Evitare la respirazione dei vapori caldi della cera
Protezione delle mani: Usare guanti di protezione durante il lavoro con cera calda. A fine lavoro detergere le mani.
Protezione degli occhi: Per evitare eventuali spruzzi di cera calda portare occhiali di sicurezza
Protezione della pelle: Per il lavoro con cera calda portare abbigliamento conforme allo scopo

9 Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto/Stato fisico:	solido
Colore:	blu
Odore:	tipico
Densità relativa:	ca. 0,90g/cm ³
Idrosolubilità:	insolubile
Punto di infiammabilità:	al di sopra del 230 °C / DIN 51376

10 Stabilità e reattività

Decomposizione termica:	Nessuna con un uso secondo le norme
Prodotti pericolosi della decomposizione:	Nessuno con un uso secondo le norme
Reazioni pericolose:	Nessuna con un uso secondo le norme

11 Informazioni tossicologiche

Finora nessuna manifestazione tossica conosciuta.

12 Informazioni ecologiche

Non sono disponibili dati ecologici. Non gettare i residui nelle fognature.

13 Considerazioni sullo smaltimento

Seguire la normativa vigente. Imballaggio: carta / cartone / plastica

Elementi identificatori del preparato : **Performati in cera**

emissione del: 22.06.98

Elementi identificatori della società/impresa: Apex Dental srl

14 Informazioni sul trasporto

I prodotti non sono, secondo la ns. conoscenza, assoggettati a delle regolamentazioni di trasporto. Vedi anche punto 7.2

15 Informazioni sulla regolamentazione

I prodotti non sono, secondo la ns. conoscenza, prodotti pericolosi o composizioni nocive, ai sensi del decreto sui prodotti pericolosi come da directive CEE.

16 Ulteriori informazioni

Con la presente scheda, allo stato attuale delle nostre conoscenze, vogliamo dare una buona e adeguata informazione sui ns. prodotti e sulla loro eventuale pericolosità. Non diamo comunque, con la presente, assicurazione o garanzia delle proprietà. Non assicuriamo inoltre né la completezza né la mancanza di eventuali errori nella presente scheda.