

SILIMASK | SILIMASK EXTRA HARD Silicene per mascherine da laboratorio

1. Identificazione

SPD SALMOIRAGHI PRODUZIONE DENTARIA S.r.l.
Via Roncomarzo, 10 – 26837 Mulazzano (LO) ITALIA
Tel. ++39 02 989231
Fax ++39 02 989340

Responsabile: Sig. Egidio Salmoiraghi

Nome Commerciale Prodotto:
SILIMASK | SILIMASK EXTRA HARD

2. Composizione

Miscela di polidimetilsilossani con gruppi idrossi e di cariche. I diversi componenti sono incorporati nella massa del prodotto.

3. Identificazione dei Pericoli

Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.

4. Misure di Pronto Soccorso

Occhi: Lavare con acqua corrente per almeno 10 minuti, mantenendo le palpebre ben aperte. In caso di irritazione persistente, consultare un medico.

Pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di infiammazione (rossore, irritazione) consultare un medico.

Inalazione: Portare il soggetto all'aria aperta e aerare i locali. In caso di malessere, consultare un medico.

Ingestione: Non indurre il vomito. Chiamare immediatamente un medico e mostrare la scheda di sicurezza. E' possibile somministrare carbone attivo sospeso in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

5. Misure Antincendio

Mezzi di Estinzione Idonei: Acqua, CO₂, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

Da non Usare: -

Speciali Rischi di Esposizione: Evitare di respirare i fumi.

Mezzi di Protezione: Apparecchio respiratorio isolante autonomo.

6. Misure in caso di Fuoriuscita Accidentale

Nessuna speciale misura richiesta.

Raccogliere il prodotto in un contenitore idoneo per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua e sapone la zona ed i materiali interessati.

Smaltire secondo le prescrizioni ed i regolamenti nazionali e locali.

7. Manipolazione e Stoccaggio

Manipolazione: Nessun requisito specifico. Rispettare le regole generali di sicurezza e igiene industriale adatte alla pratica dentale. Durante l'utilizzo non mangiare, bere o fumare.

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra 5-27°C. Aerare adeguatamente i locali.

8. Controllo dell'Esposizione e Protezione Individuale

Il prodotto tale e quale non necessita di attenzioni specifiche o particolari, a condizione che vengano rispettate le regole generali di sicurezza e di igiene industriale.

Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale.

Protezione delle mani: Non necessaria per l'utilizzo normale.

Protezione degli occhi: Non necessaria per l'utilizzo normale. Operare, comunque, secondo le buone pratiche lavorative.

Limiti di Esposizione delle Sostanze contenute: Nessuno.

9. Proprietà Fisiche e Chimiche

Aspetto: Pasta

Colore: Grigio chiaro

Odore: Inodore

Densità: 1,68 g/cm³ a 25°C

Solubilità in acqua: Insolubile

10. Stabilità e Reattività

Il materiale è stabile in condizioni normali.

Prodotti di Decomposizione Pericolosi: Non applicabile.

Reazione Pericolose: Nessuna conosciuta.

11. Informazioni Tossicologiche

Non classificato nocivo per inalazione, contatto con la pelle e in caso di ingestione (calcolo secondo metodo convenzionale).

Non classificato irritante per la pelle e per gli occhi (calcolo secondo metodo convenzionale).

Non considerato come possibile causa di gravi effetti per la salute in caso di esposizione ripetuta.

12. Informazioni Ecologiche

Non si riscontrano problemi ecologici durante una manipolazione ed un utilizzo corretti.

13. Considerazioni sullo Smaltimento

Trattare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali dei rifiuti non pericolosi.

14. Informazioni sul Trasporto

Il prodotto non rientra nella regolamentazione del trasporto di sostanze pericolose.

Proteggere dall'umidità. Tenere lontano da generi alimentari.

15. Informazioni sulla Regolamentazione

Il prodotto non richiede classificazioni sulla regolamentazioni ed è esentato dall'etichettatura, conformemente alla direttiva 67/548/CEE.

16. Informazioni Aggiuntive

Le suddette informazioni sono state attinte da fonti attendibili e si ritengono corrette. Tuttavia dette informazioni sono fornite senza forma di garanzia né esplicita né implicita.

La presente Scheda Dati Sicurezza dei Materiali è stata compilata in accordo ai principi sottolineati nelle Direttive della Comunità Europea 91/155/EEC e 93/112/EEC.

Le informazioni contenute non sollevano l'utilizzatore dalla responsabilità di rivedere queste raccomandazioni nel contesto specifico dell'uso che si vuol fare del prodotto e non costituiscono per l'utilizzatore la norma da applicare per il posto di lavoro che è regolamentata da altre leggi sulla Sicurezza e Sanità. Non è dichiarata la completezza delle informazioni e tutte le leggi ed i regolamenti applicabili debbono essere considerati.

